

FICHA TECNICA

1. PRODUCTO: PENTAN 200

Registró ICA No. 8623-MV

2. PRESENTACION DEL PRODUCTO:

500 ml, 1 Litro, 3.8 Litros y 20 Litros.

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y SUS COMPONENTES:

Pentan 200 es una solución desinfectante incolora, completamente soluble en agua y de amplio espectro y residualidad. Es un desinfectante con poder Bactericida, Virucida, Fungicida y esporicida. Por su avanzada composición es excelente contra bacterias Gram positivas y Gram negativas, las cuales proliferan en superficies comunes.

PENTAN 200 es eficiente en la desinfección de:

Superficies porosas y áreas como mesones, paredes, pisos, techos, sifones, desagües, servicios públicos, ductos de basuras en edificios residenciales y áreas comunes con amplio espectro para uso en diferentes tipos de instalaciones. Desinfección de instrumental clínico o instrumentos varios.

4. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS:

Producto	Parámetro	Valores permitidos para aprobación
PENTAN 200	Color	Incoloro
	Olor	Característico a glutaraldehido
	Aspecto	Líquido fluido
	Disolución	Soluble en agua
	pH	4 – 5,5
	Densidad (g/cm ³)	1 – 1,05
	% principio activo (Glutaraldehido, Cloruro de alquilDimetilbencil amonio)	Glutaraldehido 50 % Cloruro de alquilDimetilbencil amonio 50 %

FICHA TECNICA

5. COMPOSICION GARANTIZADA:

Composición	Cada 100 ml contiene: Glutaraldehido 50 %, 14 g. Cloruro de dimetil bencil amonio 50 %, 3 g. Agua c.s.p. 100 ml.
--------------------	---

6. CONTENIDO NUTRICIONAL: No Aplica

7. INDICACIONES DE USO:

- Usar guantes en su utilización. Causa quemaduras en la piel. Respirador con filtro.
- No mezcle este producto con alimentos, jabones y detergentes.
- En caso de ingestión consultar al médico para tratamiento sintomático.
- En caso de salpicaduras en los ojos lave inmediatamente con abundante agua. Ir rápido al médico oftalmólogo.
- En caso de derrame sobre la piel la persona debe de lavarse con abundante agua y aplicarse glicerina o aceite vegetal e ir al médico.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

8. DOSIFICACION:

Disuelva **PENTAN 200** en agua y aplique en la siguiente forma:

Desinfección, mediante aspersion de instalaciones y construcciones de industrias, vehículos de transporte, bodegas de equipos y materiales de trabajo.	5 ml de Pentan 200 / litro de solución
Aplicación en arcos de desinfección, pediluvios, rodiluvios, lavapatas y pocetas de ingreso a instalaciones.	5 ml de Pentan 200 / litro de solución
Desinfección de utensilios.	5 ml de Pentan 200 / litro de solución
Lavado y desinfección de equipos.	5 ml de Pentan 200 / litro de solución

9. INFORMACION DE ALMACENAMIENTO: mantener el producto almacenado en recipiente original cerrado, en lugar fresco y seco, a temperatura no mayor a 25°C, protegido de la luz solar y separado de alimentos y plenosos.

10. PERIODO DE VALIDEZ: Valido por 33 meses.

Fecha de actualización: 01/04/2020